

高電位治療器 ドクター9000

Doctor 9000

Can provide the comfortable high voltage therapy with relaxation



Doctor 9000



架台、椅子及び踏み台についてはイメージ写真です

ゆったりくつろぎながら気軽に治療できる Doctor9000

- コンパクト設計・簡単操作。
- おしゃれな専用治療椅子でリラックス治療。
- 今までの治療器では考えられない効果が期待できます。



スムーズな気の流れで、 心も体もヘルシーに!

●偏頭痛 ●筋収縮性頭痛
●その他

頭痛に

このような不定愁訴
なものには最大の
効果が期待できます

●肉体労働 ●ストレス ●運動不足 ●その他

肩こりに

慢性便秘に

●ニキビや肌あれ

●精神的不安やストレス
●原因不明の不眠

不眠症に

高電位治療について

ドクター9000は、生体に所定の電位をかけ生体と大地の間に高い電圧（電位差）を与える治療器です。そのため高圧を発生させ、その一方の極を大地より電気的に絶縁した生体に接触させ、もう一方の極を大地に接続する事によって生体を高電位にしています。高電位治療は生体を高電位にするだけで電流を流すものではないので、ビリビリといった電気刺激はなく安心して使用する事ができます。

高圧の交流電圧によってできる電界の中に身体を一定時間置くと、体表面とこれを包む空気の層に電離作用によるイオン化現象が起こります。

このイオン効果は身体の新陳代謝を活発にして、細胞の賦活効果が現れます。これが循環血液、あるいはリンパ液の流れを正常化し、細胞を活性化させ、自然治癒力を増進させ様々な疾病の予防、治療に効果が期待されます。

西洋医学、東洋医学と電位治療

西洋医学はどちらかというと局所療法的、対症療法的であるのに対し東洋医学は局所だけに着目することなく患者全体の状態を見て治療を行いますので全体療法的であり不定愁訴に対しては、西洋医学よりもすぐれています。

電位治療も頭痛、肩こり、慢性便秘、不眠症といった不定愁訴に効果があり、その意味においても東洋医学であるといえます。

■ドクター9000仕様

定格電圧	AC100V
消費電力(電位)	15W(9kV時)
周波数	50/60Hz
出力電圧	1500、6000、9000kV
タイマー(電位)	切、15、30、60分
本体寸法	(W)450×(H)300×(D)250mm
重量	10.0kg(本体)

■局所導子




■操作パネル




組合せプラン設置例

(単位: mm)


ゆったり2人用
セットの場合



4人用直列
セットの場合



4人用並列
セットの場合



配置及び椅子等についてはイメージ写真です

⚠️ 安全に関するご注意

- ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 定期的に機器の点検を行ってください。

*仕様及び寸法等は変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

■販売元

理学療法機器

株式会社 大島製作所

本社 〒132-0031 東京都江戸川区松島1-21-7 ☎03(3654)7205
 関西営業所 〒578-0965 東大阪市本庄西3-7-38 ☎06(6744)0348
 名古屋営業所 〒451-0054 名古屋市西区南堀越1-18-15 ☎052(521)2310
 福岡営業所 〒812-0881 福岡市博多区井相田2-2-5 ☎092(592)3191