

2チャンネル複合型電気刺激装置 非医療機器

AUGOSPEL



EMS



温熱



ハイボル

EX

NEW

EX-20

ALL IN ONE ～電気刺激のすべてが集結～

1台で多種多様の電気刺激を実現

多彩な電気刺激モードであらゆる筋肉へアプローチ




7.0inワイドカラー液晶  
タッチパネル搭載し、  
視認性と操作性を高めました。



EX-20と同等の機能  
出力8チャンネルEX-80B

多彩な搬送周波数を選択可能

搬送周波数に応じてボリュームのイルミネーション色が変わります



OSHIMA INDUSTRIES

株式会社 大島製作所

<https://www.ooshima.me>

# AUGOSPEL

## NEW EX-20

### 小型軽量でコンパクト 多機能な卓上タイプ 簡単モード搭載

簡単モードはモードや周波数などの各種設定が最適化され、最初からプリセットされているのでワンタッチで通電が可能です。



**AUGOSPEL  
EX-20**

1台で多種多様の電気刺激を実現。  
多彩な電気刺激モードで  
あらゆる筋肉へアプローチ。

#### ■オーゴスペル EX-20仕様

|           |                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 電源        |                                                                                   |
| ●ACアダプタ   | 入力：AC100-240V 1.4A 50/60Hz<br>出力：DC24V 2.71A                                      |
| ●本体       | DC24V 52VA                                                                        |
| 外形寸法および質量 |                                                                                   |
| ●外形寸法     | 330mm(W)×246mm(D)×156mm(H) (傾斜台含む)                                                |
| ●質量       | 本体：約3.6kg (傾斜台含む)                                                                 |
| 機能        |                                                                                   |
| ●出力数      | 低周波/温熱低周波/プロープ2ch、温熱2ch                                                           |
| ●出力周波数    | 周波数A、B：1～600Hz 1Hzステップ<br>搬送周波数：20k～100kHz                                        |
| ●出力電圧     | 最大300Vp-p 1kΩ負荷時                                                                  |
| ●出力電流     | 最大20mA(rms) 1kΩ負荷時                                                                |
| ●通電時間     | 1～30分 1分ステップ                                                                      |
| ●温度設定     | 4段階                                                                               |
| ●その他      | 各チャンネル完全独立設定、極性切替、ランダムパルス、IFC<br>出力ボリュームイルミネーション、LOW出力、<br>音声ガイド・終了メロディ、フットスイッチ機能 |

#### ●付属品



- 1 低周波導子(青コード)一式
- 2 低周波導子(ピンクコード)
- 3 温熱A4導子
- 4 固定バンド(大)4.5×120cm
- 5 固定バンド(小)4.5×60cm
- 6 ショット型プロープ導子(円盤・円柱金具/フェルト付)  
(START/STOP・出力UP/DOWNが可能)
- 7 電極パッド(長方形、丸)
- 8 ジェル

#### ●オプション



- 1 温熱低周波導子
- 2 Y型プロープ導子(START/STOP・出力UP/DOWNが可能)
- 3 フットスイッチ(START/STOP・出力UP/DOWNが可能)

※仕様及び寸法等は変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

#### ■発売元

<https://www.ooshima.me>

**株式会社 大島製作所**  
OSHIMA INDUSTRIES Co., Ltd.

本社 〒132-0031 東京都江戸川区松島1-21-7 TEL: 03(3654)7205  
関西営業所 〒578-0965 東大阪市本庄西3-7-38 TEL: 06(6744)0348  
福岡営業所 〒812-0881 福岡市博多区井相田2-2-5 TEL: 092(592)3191  
名古屋事務所 〒451-0066 名古屋市中区児玉3-22-18-103 TEL: 052(521)2310

#### 安全に関するご注意

- ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 定期的に機器の点検を行ってください。

■製造元：平和電子工業株式会社



最新情報を  
Webサイトで  
クリック